迈克尔孙干涉仪实验报告


姓名: 张丛 学号: 2012116 大物实验 M 组 课号: 0982

一、实验目的:


- 1.了解迈克尔逊干涉仪的结构原理并掌握调节方法;
- 2.观察等厚干涉、等倾干涉以及白光干涉;
- 3.测量钠双线的波长。

二、实验原理

- 1.迈克尔干涉仪:
 - (1) 迈克耳逊干涉仪是一个分振幅法的双光束干涉仪;
 - (2) 它能够通过相互垂直的两臂结构使得两束相干光的传输分离;



(3) 多光束激光器提供的每条光纤的输出端是一个短焦距凸透镜,经其会聚后的激光束,可以认为是一个很好的点光源 S 发出的球面光波。S1'为 S 经 M1 及 G1 反射后所成的像,S2'为 S 经 G1 及 M2,反射后所成的像。S2'和 S1'为两相干光源,发出的球面波在其相遇的空间处处相 干,为非定域干涉,在相遇处都能产生干涉条纹。空间任一点 P 的干涉明暗由 S2'和 S1'到该点 的光程差 $\Delta = r2 - r1$ 决定,其中, r2 和 r1 分别为 S2'和 S1'到 P 点的光程;



- 2. (Na 黄光) 激光波长的测定:

当改变 d. 光程差也相应发生改变, 这时在干涉条纹中心会出现"冒出"和"缩进"的

现象。当 d 增加半个波长,光程差增加一个波长,在中心的条纹干涉级次增加 1级,"冒出"一个条纹;当 d 减少半波长,光程差减少一个波长,在中心的条纹干涉级次减少 1级,"缩进"一个条纹。因此,根据"冒出"或者"缩进"条纹的个数可以确定 d 的改变量,它可以用来进行长度测量,当"冒出"或"缩进"了 N 个条纹,d 的改变量为 $\delta d = N \lambda/2$;

三、实验仪器

迈克耳孙干涉仪, (Na 黄光) 多光束光纤激光器;

四、实验步骤

- 1.调节干涉仪,观察非定域干涉:
 - (1)水平调节。调节干涉仪底脚螺丝,使仪器导轨平面水平, 然后用锁紧圈锁住;
 - (2)等臂调节。调节粗调手轮移动 M2 镜,使 M1,M2 镜与分光板 G1 大致等距;
 - (3)最亮点重合。让激光光束垂直射向 M1 的中心部位。将观察屏转向一侧并固定,观察 M2 镜,视野中呈现两排分别由 M1、M2 反射回来的亮点,找准每排亮点中最亮的那个 点,分别调节 M1,M2 背后的调节螺丝(先调 M1,再调 M2),使两排亮点中最亮的光点严格 重合,此时说明 M1,M2 垂直;
 - (4)条纹移到屏中央。将观察屏转回原位置,观察屏上可以观察到圆形干涉条纹,调节 粗调手轮使条纹大小、粗细适中,再轻微调节 M1 镜上的水平或竖直拉簧螺丝,使圆形条 纹的中心位于屏中央;
 - (5)观察非定域干涉。前后左右移动屏的位置和角度,发现干涉条纹的大小或形状发生 变化,证明非定义域干涉是空间处处相干的;
 - (6)条纹特征与 d 的关系。调节粗调手轮前后移动 M2,观察条纹的"冒出"或"缩进" 现象, 判断 M1', M2'之间的距离 d 是变大还是变小,并观察条纹的粗细、疏密和 d 之间的关系。

2.测量激光波长:

- (1)仪器调零。 沿某方向(例如顺时针)将微调手轮调到零并记住旋转方向,沿一方向旋转粗调手 轮使之对准某一刻度,且以后的测量不能改变方向;
- (2) 测量并计算波长。沿刚才的方向旋转微调手轮,条纹每冒出或缩进 50 个记录相应 的 M2 的位置,连续记录 6 次以上,用最小二乘法计算激光的波长;

五、 数据处理:

条纹移动数 N	0	50	100	150	200	250
可移动镜位置 d/mm	51.84790	51.86370	51.87948	51.89537	51.91110	51.92705
D 的改变量 δd /mm	0	0.01580	0.01578	0.01589	0.01573	0.01595

最小二乘法计算得: δd =0.01576; $\lambda = 2\delta d / N = 636.4$ nm

误差: |632.8-633.2|/632.8=0.0641%。

不确定度: $u_{Ax} = t(0.683,5) \cdot s_{x=} 0.0785$

 $u_{Bx} = 0.00001/3^{1/2} = 0.0000577$

 \mathbb{U} : $u=(u_{Ax^2+} u_{Bx^2})^{1/2}=0.0785$

六、实验总结

实验精度很小,需要在实验过程中十分仔细

不能直视激光,养成良好的实验习惯。可以透过薄纸观察。

在实验中,出现了调节微调手轮是条纹没有"冒出"或者"缩进"的现象,后求教老师,结果是 M2 的轨道和旋钮的问题。

实验不仅需要出现条纹,还需要让条纹宽度合适,明亮清晰,考验动手能力。